


# Dokumente mit US Doppler Smartdop 45 (Alle Signale künstlich erzeugt)

Untersuchung Arterie: Bevorzugte Einstellung: Display: 2.5 Sekunden, Druck: 5 Sekunden, 30 Datensätze



Untersuchung Vene: Bevorzugte Einstellung: Display: 12.5 Sekunden, Druck: 25 Sekunden, 30 Datensätze



Untersuchung Fetalüberwachung: Display: 8 Minuten, Max. Datensatzlänge: 33 Minuten, 30 Datensätze

